

## ORTHO AKTIV 術後用ブーツ

オルソアクティブ

左右兼用の術後ブーツです



## 目的

前足部の機能的改善及び創傷の治療

## 構造

ソールの踵部後方は 30mmの厚みがあり、前足部の免荷用に床面に対し 6 度の傾斜がついています。さらに立脚期に前足部が背屈傾向になるのを予防し、前足部への底屈方向への圧力を軽減します。

## 適応

- リウマチ、外反母趾の前足部の術後の保護
- 糖尿病足病変による足部の創傷や足趾の切断などの受傷部の保護
- 痛風、滑液包炎等における前足部の腫脹

## サイズ

※左右兼用

サイズ	実寸
33/34	224mm
35/36	236mm
37/38	250mm
39/40	264mm
41/42	278mm

## モジュラーセット

- 本体
- マルチフォームカバー
- 前足部保護カバー



## 本体

足背部のベルトは面ファスナーになっており、取り外し及び左右の付け替えが可能

## 前足部カバー

面ファスナーにより、本体と着脱が可能。

## マルチフォーム製中敷

抗菌加工

変形しにくい熱可塑性高反発ウレタン製（伸縮性無し）

※製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。